





# Doro HearingBuds

Dansk  
Norsk  
Hrvatski



doro



GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

## DANSK

### LYNSTART-GUIDE

#### 1. Oversigt

- 1. Ørepropper
- 2. Opladningsetui
- 3. Ørepropper, opladningsåbninger
- 4. Parringsknap
- 5. Lysindikator
- 6. USB Type-C, til batteripladning

Doro høretелефoner er avancerede, ægte trådløse øretелефoner, der er designet med teknologi til forbedring af lydoplevelsen for at reducere uønsket støj og gøre samtaler, opkald og lytning til musik både tydeligere og mere komfortabelt.

Du kan få den komplette vejledning ved at besøge [www.doro.com/support/](http://www.doro.com/support/) og søge efter Doro HearingBuds eller ved at kontakte vores hjælplinejne.

#### Væn dig til HearingBuds

Det menneskelige øre er meget komplekt.

- Nogle ting lyder mærkelige i starten, men giv dig selv tid til at venné deg til denne nye lyd.
- Vi anbefaler, at du bruger dine HearingBuds hver dag, men husk at holde regelmæssige pauser.
- Prøv dine HearingBuds i forskellige miljøer.

#### Vigtigt:

Doro høretелефoner er ikke medicinsk udstyr, men ørepropperne har funktioner til at forbedre lyden i forskellige situationer.

#### Forudsætninger

For at kunne bruge Doro HearingBuds-appen, der giver dig mulighed for at tilpasse øreproppernes lydforbedring i overensstemmelse med dine specifikke høreevner, har du brug for:

- Android version 8 eller nyere ELLER iOS version 14 eller nyere
- En Google-konto ELLER en Apple-ID for at kunne downloade og installere Doro HearingBuds-appen.

#### 2 & 3 Før første brug

Sørg for, at lysene på dine ørepropper aktiveres, når du åbner etuiet. Hvis ikke, skal du fjerne den lille plastikstrimmel på opladningskontakten på ørepropperne. Vi anbefaler, at du oplader etuiet og ørepropperne, før du bruger dem første gang.

#### 4 Opladning

**Bemærk:** For at beskytte miljøet leverer vi muligvis ikke opladere og USB-kabler med alle vores produkter. Din enhed understøtter opladning med et USB-C-kabel og en USB-oplader, der er i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser og internationale og regionale sikkerhedsstandarder, såsom UKCA eller CE. Strommen leveret af opladeren skal være mellem minimum 2,5 watt, som kreves af radioudstyr, og maksimalt 5 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed. Du kan bruge opladere med højere effekt, men det vil ikke øge opladningshastigheden.

Når ørepropperne er i etuiet, oplades de automatisk. Hvis du vil oplade etuiet, skal du sætte et USB-C-kabel og tilslutte det til en strømkilde, der er CE- eller UKCA-certificeret.

Når etuiet oplader, blinker lyset foran på etuiet langsomt.

Du kan se, om du har brug for at oplade etuiet, ved at se på lampen foran på etuiet:

- Konstant grønt lys = etuiet er fuldt opladet
- Orange lys = batteristatus ca. 20-80 %
- Rødt lys = 5-20 % batterikapacitet
- Rødt og blinkende lys = batteriniveau er kritisk (0-5 %).

#### 5 Parring med en tilsluttet enhed

##### Vigtigt

HearingBuds'ene skal anbringes i opladningsetuiet, før parringsprocessen startes.

1. Start med at aktivere Bluetooth på den enhed, som du vil tilslutte til. På de fleste enheder finder du dette under **Indstillinger** → **Bluetooth**.

2. Åbn etuiet. Tryk på **parringsknappen** inde i etuiet, og hold den inde i 10 sekunder. Lyset foran på etuiet begynder at blinke blått.

3. Tag ørepropperne ud af etuiet.

**Bemærk!** Hvis din enhed understøtter Google Fast Pair, vises Doro HearingBuds automatisk for at oprette forbindelse. Vælg **Bind / Par** for at parre.

4. Gå til Bluetooth-indstillinger på den enhed, der opretter forbindelse. Vælg "Doro HearingBuds" på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder, og vælg **Connect / Par** eller lignende.

Hvis parringen mislykkes, eller du ønsker at parre ørepropperne med en anden enhed, skal du gentage de foregående trin.

#### 6 Tag høretelefonerne på

Sørg for, at høretelefonerne sidder behageligt i dine ører. Sæt forsigtigt silikonespidsen ind i øregangen, og anbring den flade del (med opladningskontakterne) på det ydre øre. Du behøver ikke tænke over, hvilken prop er til højre eller venstre øre. Ørepropperne har automatisk venstre/højre-registrering.

**Tip:** Prøv forsigtigt at trække spidsen af dit ydre øre op for at hjælpe med at tilpasse dem korrekt og komfortabelt. Prøv en anden størrelse på de medfølgende ørepropper. Hvis du vil sikre en bedre lydoplevelse, skal du vælge den spidsstørrelse, der forsegler og passer bedst til din øregang.

#### 7 Skift silikoneøreprrop

Pakken indeholder tre forskellige spidser: small, medium og large. Den mindste størrelse er **hvid**, den mellemste størrelse **grøn** og den store er **sort**. Hvis ørepropperne ikke passer, skal du prøve at skifte til en større eller mindre spids.

#### 8 Høretелефonkontrol

Tryk to gange på en af ørepropperne for at afspille/sætte på pause, hvad du lytter til, eller for at besvare/afslutte et opkald.

#### Sådan håndterer og rengør du dine ørepropper

Ørepropperne af silikone er designet, så snavs og ørevoks forhindrer i at trænge ind i øreproppernes lydkanaler. De rengøres med en let fugtet klud, eller ved behov fjernes silikonespidsen forsigtigt og rengøres med mild sæbe og lunkent vand.

Der må ikke anvendes opløsningsmidler til rengøring.

## NORSK

### HURTIGVEILEDNING

#### 1. Oversikt

- 1. Hørepropper
- 2. Ladeetui
- 3. Hørepropper, ladeporter
- 4. Knapp for parkobling
- 5. Indikatorlampe
- 6. USB Type-C, for batterilading

Doro HearingBuds er avanserte, trådløse øretелефoner designet med lydforbedringsteknologi for å redusere uønsket støy og gjøre samtaler, anrop og musikk både tydeligere og mer komfortabelt.

Se hele brukerhåndboken på [www.doro.com/support/](http://www.doro.com/support/) og søk etter Doro HearingBuds, eller kontakt vår kundeservice.

#### Venn deg til HearingBuds

Det menneskelige øret er svært komplekt.

- Noen ting lyder mærkelige i starten, men giv deg selv tid til å venné deg til den nye lyden.
- Vi anbefaler, at du bruker dine HearingBuds hver dag, men husk at holde regelmæssige pauser.
- Prøv dine HearingBuds i ulike omgivelser.

#### Viktig:

Doro Høretелефoner er ikke medicinsk utstyr, men ørepropperne har funksjonalitet til å forbedre lyden i ulike situasjoner.

#### Forutsetninger

For å bruke Doro HearingBuds-appen, som lar deg tilpasse høreproppenes lydforbedring i henhold til dine spesielle hørselsbehov, trenger du:

- Android versjon 8 eller nyere, ELLER iOS versjon 14 eller nyere
- En Google-konto ELLER en Apple-ID for å kunne laste ned og installere Doro HearingBuds-appen

#### 2 og 3 før første gangs bruk

Kontroller at lysene på hørepropene er aktiveret når du åpner etuiet. Hvis ikke, fjerner du den lille plastikstrimmen på ladekontakten til hørepropene. Vi anbefaler at du lader etuiet og hørepropene før du bruker dem for første gang.

#### 4 Lading

**Merk:** Av miljøhensyn leverer vi kanskje ikke ladere og USB-kabler sammen med alle produktene våre. Enheten støtter lading med en USB-C-kabel og en USB-lader som er i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder, for eksempel UKCA eller CE. Effekten levert av laderen må være mellom minimum 2,5 watt, som kreves av radioutstyret, og maksimalt 5 watt for å oppnå maksimal ladningshastighet. Du kan bruke ladere med høyere effekt, men det vil ikke øke ladningshastigheten.

Når hørepropene er i etuiet, lades de opp automatisk. Sett inn en USB-C-kabel og koble til en strømkilde som er CE- eller UKCA-sertifisert for å lade etuiet.

Når etuiet lades, blinker lampen foran på etuiet sakte.

Se på lyset foran på etuiet om du trenger å lade det:

- Fast grønt lys = etuiet er fulladet
- Oransje lys = batteristatus ca. 20-80 %

#### Važno:

Slušalice Doro HearingBuds nisu medicinski uređaj, premda imaju funkcionalnost koja omogućuje poboljšanje zvuka u različitim situacijama.

#### Preduvjeti

Za upotrebu aplikacije za slušalice Doro HearingBuds, koja vam omogućuje prilagodbu poboljšanja zvuka slušalice u skladu s vašim specifičnim potrebama za slušom treba vam:

- Android verzija 8 ili novija ILI iOS verzija 14 ili novija
- Google račun ILI Apple-ID za preuzimanje i instalaciju aplikacije Doro HearingBuds.

#### 2 i 3 prije prve uporabe

Provjerite aktiviraju li se žaruljica na slušalicama kada otvorite kućište. Ako ne, uklonite malu plastičnu traku na kontaktima za punjenje slušalice. Preporučujemo da prije prve upotrebe napuniti kućište i slušalice.

#### 4 Punjenje

**Napomena:** Kako bismo zaštitili okoliš, možda ne nudimo punjače i USB kablove sa svim našim proizvodima. Vaš uređaj podržava postupak punjenja putem USB-C kabela i USB punjača koji je u skladu s važećim lokalnim propisima i međunarodnim i regionalnim sigurnosnim standardima, kao što su UKCA ili CE. Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2,5 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. Možete koristiti punjače veće snage, ali to neće povećati brzinu punjenja.

- Rødt lys = 5–20 % batterikapasitet
- Rødt og blinkende lys = batterinivået er kritisk lavt (0–5 %).

#### 5 Parkoble med en enhet

##### Viktig!

HearingBuds må plasseres i ladeetuet før sammenkoblingen startes.

1. Start med å aktivere Bluetooth på enheten du vil koble til. På de fleste enheter finner du dette under **Innstillinger** → **Bluetooth**.

2. Åpne dekslet. Trykk og hold inne **parkoblingsknappen** i etuet i 10 sekunder. Lyset på forsiden av etuet begynner å blinke blått.

3. Ta hørepropene ut av etuet.

**Merk!** Hvis enheten du skal koble til støtter Google Fast Pair, vises Doro HearingBuds automatisk for tilkobling. Velg **Koble til/Parkoble** for å parkoble.

4. Gå til Bluetooth-innstillinger på enheten du kobler til. Velg «Doro HearingBuds» i listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter, og velg **Koble til / Parkoble** eller lignende.

Hvis parkoblingen mislykkes eller du vil parkoble hørepropene med en annen enhet, gjentar du de foregående trinnene.

#### 6 Bruk av HearingBuds

Kontroller at dine HearingBuds sitter behagelig i ørene. Sett silikonespidsen forsiktig inn i øregangen, og plasser den flaten (med ladekontakten) på det ytre øret. Du trenger ikke å tenke på hvilken øreprop du bruker i høyre og venstre øre. Hørepropene har automatisk registrering av venstre/høyre øre.

**Tips:** Prøv å trekke forsiktig toppen av det ytre øret opp for å tilpasse dem riktig og komfortabelt. Prøv en annen størrelse på

#### Kada se borbnići nalaze u kućištu, automatski će se napuniti. Da biste napunili kućište, umetnite USB-C kabel i spojite ga na izvor napajanja koji ima CE ili UKCA certifikat. Kad se kućišta puni, svjetlo na prednjem strani kućišta sporo treperi.

Povjerujte svjetlu s prednje strane kućišta možete procijeniti treba li puniti kućište:

- postojano zeleno svjetlo = kućište je potpuno napunjeno
- narančasto svjetlo = stanje baterije oko 20 – 80 %
- crveno svjetlo = kapacitet baterije je 5 – 20 %
- Crveno i trepereće svjetlo = razina napunjenoosti baterije je kritična (0 – 5 %).


#### 5 Uparivanje s uređajem za povezivanje

##### Važno:

Slušne aparatne treba postaviti u kućište za punjenje prije početka postupka uparivanja.

1. Započnete s aktiviranjem Bluetootha na svojem uređaju za povezivanje. Na većini uređaja to možete pronaći u odjelu **Postavke** → **Bluetooth**.

2. Otvorite kućište. Pritisnite i dvije sekunde držite **tipku za uparivanje** unutar kućišta. Svjetlo s prednje strane kućišta



RECYCLED  
Packaging made from  
recycled material  
FSC® C144906

Model: DWO-0430  
Doro HearingBuds (2011, 2021, 3011)  
Danish (DA), Norwegian (NO), Croatian (HR)

QSG\_Doro\_HearingBuds\_78x103\_da\_no\_hr\_v22\_J2890272B58P001

[www.doro.com](http://www.doro.com)



## Sådan installerer og bruger du Doro HearingBuds-appen

1. Scan ovenstående QR-kode med en QR-læser på din mobile enhed. Dette fører dig til en webside, hvor du kan downloade **Doro HearingBuds-appen**. Scan:

• til Google Play Store

• til Apple App Store

2. Installér appen, som du normalt installerer apps.

Appen har flere indstillinger, som du kan bruge til at optimere dine høretelefoner.

## Sikkerhedsanvisninger

### FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. NetadAPTEREN er afbrydelsesanordningen mellem produktet og netstrømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med største omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

• Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde stoffer, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere.

• Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser.

• Undlad at opbevare enheden på varme eller kolde steder.

• Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden indenfor at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan kredsløbene og de fynmekaniske dele blive ødelagt.

• Undlad at bruge stræke kemikalier til at rengøre enheden.

Ovenstående råd gælder både enheden, batteriet og andet tilbehør. Hvis enheden ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvitteringen eller en�i koden på fakturen.

### Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det hændes ved forkert.

### ADVARSEL

Hvis du kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand og forbrændinger ved altid at adskille, knuse, punktere batteriet eller kortsætte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperatur over 60 °C (140 °F) eller bortsække det i lid eller vand. Oplad ikke batteriet uden opsyn. Brugte batterier skal genbruges eller bortsækkes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

## Sikkerhetsinstruksjoner

### FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt utstyr skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Strømadapteren til åbne enheten fra strømstikket. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Denne enhed er et teknisk avanceret produkt som må behandles med omhygget omsorg. Uaktuelt kan føre til at garantien blir ugyldig.

• Enheden må beskyttes mot fugtighed. Regn, sne, luftfugtighed og alle typer væske kan indeholde stoffer som får de elektroniske kredsløb til at korrodere.

• Apparatet må ikke opbevares eller bruges på steder med mye støv eller skitt.

• Undgå at opbevare enheten på varme eller kalde steder.

• Undgå at misbruge enheden i bøkkens. Unngå også at utsætte enheten for støt eller rystelse. Hvis den hændes overflødig, kan kredsløbene og finmekanikken blive ødelagt.

• Bruk ikke sterke kemikalier til at rengøre enheten.

Ovenstående råd gælder enheden, batteriet og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis enheden ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvitteringen eller en�i koden på fakturen.

### Li-ion-batteri

Dette produkt inneholder et Li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannsader hvis batteripakken håndteres fejl.

### ADVARSEL

Følg altid sikkerhedsanvisningene for batteriet. For å redusere faren for brann eller brannsader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i lid eller vann. Batteriet må ikke lades uten tilsyn. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veilederen som fulgte med produktet.

### Fjerne/skifte batteriet

• Kontakt et autoriseret servicecenter for å få fjernet/skiftet batteriet.

Du finner oppdatert informasjon på [www.doro.com](http://www.doro.com).

• Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke forsøke å fjerne batteriet.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, personskade og/eller at enheten blir utrygg.

• Dore har intet ansvar for skade eller tap som skyldes at disse advarselene og instruksjonene ikke er fulgt.

### Beskytt hørselen din

For højt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørelastap.

## Postavljanje i upotrebu aplikacije za slušalice

### Doro HearingBuds

1. Skenirajte QR kod iznad s pomoću čitača QR kôda na svojem mobilnom uređaju. To će vas odvesti na internetsku stranicu na kojoj možete preuzeti aplikaciju za slušalice Doro HearingBuds. Skeniranje:

• za trgovinu Google Play

• za trgovinu Apple App Store

2. Instalirajte aplikaciju kao što inače instalirate aplikacije.

U aplikaciji postoji nekoliko postavki koje možete upotrijebiti za optimizaciju slušalice Doro HearingBuds.

### Sigurnosne upute

#### OPREZ

Uredaj i dodatna oprema mogu sadržavati sitne dijelove. Svu opremu držite izvan dohvata male djece. Strujni adapter je u rednjem za uključenje i isključenje napajanja između proizvoda i električne mreže. Struja se učinica mora nalaziti blizu opreme i morni bitko lako dostupna.

Vaš je uređaj tehnološki napredan proizvod i njime valja krajnje oprezno rukovati. Nemar može dovesti do ponisnjenja jamstva.

• Zaštite uređaj od vlage. Kiša, snijeg, vlagi i bilo koja vrsta tekućine mogu sadržavati tvari koje nagrizaju električne kruge.

• Zabranjena je upotreba u držanju uređaja u pršljavoj i prijavoj okolini.

• Nemojte uređaj držati na toplim niti hladnim mjestima.

• Pazite da vam uređaj ne ispadne. Nemojte ga udarati niti tresti. Ako njime grubo rukujete, mogu se ostresti strujni kružovi i precizna mehanička.

Gore navedeni sajveti odnose se na uređaj i drugi pribor. Ako jedinica ne radi kako bi trebala, za servis se obratite prodajnom mjestu. Ne zaboravite potvrdu ili presliku računa.

### Litijsionska baterija

Ovaj proizvod sadrži litijsionsku bateriju. Postoji opasnost od požara i opekleina ako se baterijom proprije rukujete.

#### OPZOZRENJE

Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamjeni. Kako bi se smanjila opasnost od požara ili opekleina, nemjoti rastavlji, drobišti, kratko spajati vanjske kontakte, izlagati temperaturama iznad 60 °C (140 °F) ni odlagati u vatru ili uranjati u vodu. Nemojte ostaviti bateriju da se puni bez nadzora. Reciklirajte ili zbrinite iskoristene baterije u skladu s lokalnim propisima ili referentnim priručnicima priloženim uz proizvod.

### Fjernelse/udskiftning af batteriet

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få fjernet/udskiftet batteriet. Du kan finde de nyeste oplysninger på [www.doro.com](http://www.doro.com).
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan batteriet og enheden blive beskadiget, der kan ske personskade, og/eller enheden kan blive farlig at bruge.
- Doro er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, der måtte opstå, hvis disse advarsler og instruktioner ikke overholdes.

### Beskyt din hørelse

For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage hørelastap.

### Garanti

Dette produktet har 24 måneder garanti fra købsdato. Hvis der, mod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsmældning, unormal bruk, manglende vedligehold eller lignende forhold fra kopers side.

Bemærk, at denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af tordenvær eller andre spændingsvarianter.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder ud over, og ikke har nogen indvirkning på, slutbrugerens lovsikrede rettigheder.

### Softwaregaranti på enheden

Ved at bruge enheden accepterer du at installere alle OS-softwareoppdateringer, der leveres af Doro, så hurtigt som muligt efter underrettning herom. Ved at opdatere din enhed medvirker du til at holde din enhed sikker. Doro vil gøre opdateringer tilgængelige i hele garantiperioden/ den lovgivende garantiperiode under forudsætning af, at dette er muligt i kommerciel og teknisk henseende. Denne øger automatisk efter tilgængelige softwareoppdateringer. Følg vejledningen på skærmen, når du får besked om en softwareoppdatering.

Bemerk:

- I nogle tilfælde kan regelmæssige opdateringer af operativsystemet medføre forsinkelser af planlagte sikkerhedsoppdateringer.
- Doro vil levere sikkerhedsoppdateringerne så hurtigt som muligt og efter bedste evne til de relevante modeller. Leveringstiden for sikkerhedsrettelser kan variere afhængigt af region, softwarevariant og model.

### FORSIGTIG:

Hvis du undlader at opdatere din enhed efter at have fået besked herom, kan det sætte din garanti på enheden ud af kraft. Planlagte softwareoppdateringer fremgår af webstedet [doro.com/softwareupdates](http://doro.com/softwareupdates)

### Garanti

Dette produktet har 24 måneder garanti fra kjøpsdato. Kontakt forhandleren hvis det mot forholdsvis oppstår en feil i dette tidsrommet. Garantivarsle utføres kun mot forveisning av kjøpsoverenskomsten.

Garantien ikke føller ikke som skyldes ulike tekniske feil eller lignende, andre skader, inntrengning av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedligehold eller lignende forhold fra kjøpers side.

Når oppmerksomhet på at dette er en frivillig produsentgaranti, som gir rettigheter til tillegg til og som ikke påvirker sluttbrukerens lovlige rettigheter.

### Programvaregaranti

Ved å bruke enheten godtar du å installere programvareoppdateringer for operativsystemer fra Doro så snart som mulig etter at du blir varslet om det. Ved å oppdatere enheten din bidrar du til å holde den sikker. Doro vil oppdateringerne være tilgjengelige så lenge garantien / den lovgivende garantiperioden varer, forutsatt at dette er mulig fra kommersiell og teknisk perspektiv. Enheten sjekker automatisk om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen når du blir varslet om en oppdatering av programvaren.

Merk:

- I noen tilfeller kan regelmæssige oppgraderinger af operativsystemet føre til forsinkelser i planlagte sikkerhedsoppdateringer.
- Doro vil alltid gjøre vårt beste for å levere sikkerhedsoppdateringer så tidlig som mulig til gjeldende leverandør. Leveringstiden for sikkerhedsoppdateringer kan variere avhengig av regioner, programvarevarianter og modeller.

### FORSIGTIG:

Hvis du unnlater å oppdatere enheten etter å ha blitt varslet, kan det utsigge garantispenning på enheten. Du finner en oversikt over planlagte programvareoppdateringer på denne nettsiden: [doro.com/softwareupdates](http://doro.com/softwareupdates)

### Resirkulering

Doro tar ansvar for hele livsyklusen til produktene våre, inkludert hvordan de resirkuleres etter endt levetid. Det gamle produktet ditt kan fortsette å være nytig for noe annet, og hvis det har nådd slutten av sin levetid, kan det innehølle materialer som kan brykes til nye produkter. Vi anbefaler at du bruker enheten på nyt, reparerer eller overhaler den. Hvis dette ikke er mulig, leverer den til en gjenvinning i henhold til lokale bestemmelser. Husk også at resirkulere annen gammel elektronikk som ikke lenger er i bruk.

### Merk:

- I noen tilfeller kan regelmæssige oppgraderinger av operativsystemet føre til forsinkelser i planlagte sikkerhedsoppdateringer.

- Doro vil alltid gjøre vårt beste for å levere sikkerhedsoppdateringer så tidlig som mulig til gjeldende leverandør. Leveringstiden for sikkerhedsoppdateringer kan variere avhengig av regioner, programvarevarianter og modeller.

### FORSIGTIG:

Hvis du unnlater å oppdatere enheten etter å ha blitt varslet, kan det utsigge garantispenning på enheten. Du finner en oversikt over planlagte programvareoppdateringer på denne nettsiden: [doro.com/softwareupdates](http://doro.com/softwareupdates)

### Garanti

Dette produktet har 24 måneder garanti fra kjøpsdato. Kontakt forhandleren hvis det mot forholdsvis oppstår en feil i dette tidsrommet. Garantivarsle utføres kun mot forveisning av kjøpsoverenskomsten.

### Jamstvo

Ovo je izjavljanje pod jamstvom u trajanju od 24 mjeseca od datuma kupnje. U slučaju da u tom razdoblju dođe do kvara, obratite se prodajnom mjestu.

Za svaki uređaj ili području u jamstvenom razdoblju potrebno je dokaz o kupnji.

Ovo se jamstvo ne odnosi na kvar prouzročen nesrećom ili sičinom događajem kao ni na oštećenje, prodor tekuće, nemar, neubudućoj upotrebi, neodržavanju ili bilo bilo druge okolnosti koja su odgovorna korišćenju.

Nadalje, ovo se jamstvo ne odnosi na kvar prouzročen gromljivinskim olujom ili bilo